

Bite[®] 咬合記錄材

Registration

巧克力咬合記錄材

Chocolate Bite[™]

- Shore A 硬度90
- 設定時間(set time): 1:30分



香草咬合記錄材

Vanilla Bite[™]

- Shore A 硬度90
- 設定時間(set time): 55秒



透明咬合記錄材

Clear Bite[™]

- Shore A 硬度63
- 設定時間(set time): 2:30分



超硬咬合記錄材

Mega Bite[™]

- Shore D 硬度>40
- 設定時間(set time): 55秒

Bite 咬合記錄材

Registration



	巧克力咬合記錄材 Chocolate Bite™	香草咬合記錄材 Vanila Bite™	透明咬合記錄材 Clear Bite™	超硬咬合記錄材 Mega Bite™
工作時間	45 秒	20 秒	30 秒	20 秒
設定時間	1:30 分	55 秒	2:30 分	55 秒
硬度	Shore A 90	Shore A 90	Shore A 63	Shore D >40
變形恢復	99.7 %	99.7 %	99.6 %	N/A
壓縮應變	0.7 %	0.7 %	1.9 %	N/A
最大尺寸變更	< 0.10 %	< 0.10 %	< 0.10 %	< 0.20 %
顏色	棕色	白色	透明	藍綠色
香味	巧克力	香草	薄荷	薄荷

所有的咬合記錄材料都很容易被修剪。除了超硬咬合記錄材 Mega Bite™ 以外，其它每個產品都可用來取一般咬合、開咬、和錯咬的咬合記錄。超硬咬合記錄材 Mega Bite™ 則適合取一般咬合、開咬，和全口活動假牙(complete denture)的咬合記錄。

	特 色	效 益
巧克力咬合記錄材 Chocolate Bite™	- 設定時間(set time)比較慢	- 適合取多單位，如全顎或1/4顎的咬合記錄 - 擁有較長的工作時間
香草咬合記錄材 Vanila Bite™	- 像慕斯般的濃稠度 - 堅硬 - 設定時間(set time)快	- 適合1~2單位的咬合記錄 - 非常準確和形態穩定
透明咬合記錄材 Clear Bite™	- 透明	- 適合做臨時假牙的咬合記錄 - 能讓光固化機的光穿透 - 空隙與氣泡的高能見度
超硬咬合記錄材 Mega Bite™	- 超硬的咬合記錄材料	- 特別的精確 - 適合垂直咬合與垂直相關咬合的咬合記錄 - 減少咬合調整